

MASCA DELAIRE

Masca Delaire este un dispozitiv ortopedic care stimuleaza cresterea maxilarului superior pentru a crea o inchidere corecta a gurii.

- Masca trebuie purtata in fiecare zi timp de cel putin 14 ore (de obicei toata noaptea si cateva ore dupa-amiaza cand sunteti acasa)
- Este important sa fiti consecventi in purtarea mastii, o zi in care nu este purtata anuleaza rezultatele pozitive obtinute in cele 3 zile anterioare
- Atasati elasticele la carligele aparatului intraoral si la carligele mastii asa cum v-a fost recomandat
- Elasticele se schimba zilnic
- Aveti grija sa nu ramaneti fara elastice; contactati-ne pentru a primi altele noi
- Daca aparatul intraoral incepe sa se dezlipeasca, intrerupeti purtarea mastii si contactati-ne pentru a-l cimenta din nou
- Forta exercitata de elastice poate da o senzatie de tensiune in maxilare in primele zile care tinde sa se estompeze in timp
- In unele cazuri, presiunea exercitata de masca pe barbie poate cauza o roseata excesiva a acestei zone. Pentru a reduce acest discomfort puteti acoperi partea care intra in contact cu pielea cu o tesatura moale, bureti, vata si aplicati pe zona afectata o crema hidratanta
- Verificati periodic suportul care se sprijina pe barbie sa nu preseze pe gingiile dintilor inferiori
- Nu purtati masca Delaire in timpul activitatilor sportive
- Nu uitati sa aduceti masca la fiecare control ortodontic

Pentru orice probleme, nelamuriri sau intrebari, nu ezitati sa ne contactati!