

## **TWIN BLOCK**

Twin Block-ul este un dispozitiv ortopedic care stimuleaza cresterea mandibulei pentru a obtine o muscatura corecta.

- Aparatul trebuie purtat zilnic timp de cel putin 14 ore (toata noaptea si cateva ore in timpul zilei, cand sunteti acasa)
- Cu cat aparatul este purtat mai mult, cu atat terapia va fi mai eficienta si durata tratamentului va fi mai scurta
- Aparatul este format din doua bucati: aplicati prima data partea superioara si apoi cea inferioara
- In primele zile este posibil sa salivati excesiv si sa aveti dificultati de vorbire; este normal si se va rezolva intr-un timp scurt
- Aparatul trebuie sa fie intotdeauna curat: spalati-l cu o periuta si pasta de dinti
- Cand aparatul nu este purtat, pastrati-l in cutie, evitand astfel pierderea sau deteriorarea sa
- Nu purtati Twin Block-ul in timpul activitatilor sportive
- Nu uitati sa aduceti aparatul la fiecare control ortodontic

**Pentru orice probleme, nelamuriri sau intrebari, nu ezitati sa ne contactati!**